

FILM WASHI
world's smallest film company

B


125 ISO
FICHE TECHNIQUE

FILM RADIOGRAPHIQUE MÉDICAL – SENSIBLE AU BLEU

Sensibilité : 125 ISO
Grain : moyen
Contraste : bas

Type de production : couchage industriel
Support : Polyester bleu, 175 µm

Sensibilité spectrale : Maximum 450 nm
Éclairage de sécurité : Rouge, 575 nm



Usage original : "B" est destiné à la radiographie médicale conventionnelle. Couché des deux côtés et n'ayant pas de couche anti-halo, ce film offre une esthétique très particulière.


Usage conseillé : portrait, photographie urbaine, nature morte.

Traitement :

exposition	révélateur	dilution	durée	T°C
125 iso	Ultrafin	1+10	4 mn	20°C
125 iso	D-76	1+1	4,5 mn	20°C
125 iso	Rodinal	1+25	6 mn	20°C
125 iso	Ilfosol 3	1+9	6,5 mn	20°C
125 iso	Ilfotec LC29	1+19	6,5 mn	20°C

En cas d'utilisation avec un révélateur non listé, on peut se baser, pour une exposition à 125 iso, sur les temps et dilutions de la Ilford HP5 à 400 iso.

Structure du film :



Chargement : Ce film étant sensible des deux côtés, il n'y a ni encoche ni sens de chargement dans le châssis.

Formats : Paquet de 12 plan-film : 4x5", 5x7" & 8x10"
formats sur-mesures possible

Conseils d'utilisation : Le film radiographique est plus fragile qu'un film classique et doit être manipulé avec soin afin d'éviter les rayures.

.....
Le plus grand soin est apporté à la production de chacun de nos films. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème grave. En cas de défaut avéré de fabrication, les films seront remplacés. Aucune autre compensation ne sera acceptée.